



**GARANTIERT
GLEICHBLEIBENDE
SPITZENQUALITÄT**

Deutsch

Gebrauchsinformation

FINO Stereo-Mikroskope
Stativ 86000
Federgelenkarm 86001

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine erstklassige Wahl getroffen. **FINO** Markenprodukte der DT&SHOP Firmengruppe überzeugen durch gleichbleibend hochwertige Qualität zum günstigen Preis.

1. ANWENDUNGSBEREICHE

FINO Stereo-Mikroskope werden für die Oberflächenprüfung in den verschiedensten Bereichen der Zahntechnik verwendet.

2. VORTEILE

- ◆ Hoher Qualitätsstandard
- ◆ Technische Präzision
- ◆ Einstellbarer Augenabstand
- ◆ Ermüdungsfreies Arbeiten

3. TECHNISCHE DATEN

FINO Stereo-Mikroskop, Federgelenkarm

Beliebig verstellbarer, stabiler Metallgelenkarm, 850 mm, mit drei Feststellschrauben in den Federgelenken, Weitfeld-Okularpaar WF 10x, Umschlagrevolver 1x und 2x für Vergrößerung 10x/20x, Auflicht-Ring-Leuchstoffröhre 230 V/170 mA elektronisches Vorschaltgerät mit 2 m Zuleitung.

FINO Stereo-Mikroskop, Stativ

Metallstativ: Säulenlänge 180 mm, Flachsockel 200 x 150 mm, Weitfeld-Okularpaar WF 10x, Umschlagrevolver 1x und 2x für Vergrößerung 10x/20x, Auflicht-Ring-Leuchstoffröhre 230 V/170 mA, elektronisches Vorschaltgerät mit 2 m Zuleitung.

4. ANLEITUNG

4.1 Inbetriebnahme

Nach dem Auspacken das Gerät bitte sofort auf Transportschäden kontrollieren.

Sollten Transportschäden aufgetreten sein, müssen diese unverzüglich reklamiert werden.

Die Tischklamme bzw. Tischfuß wird am Tisch befestigt und der Federgelenkarm in die Aufnahme gesteckt. Die Feststellung erfolgt durch die seitliche Schraube.

Die beiliegende Federscheibe wird vor dem Aufsetzen des Mikroskopkopfes zwischengelegt. Hiermit ist ein Feststellen des Mikroskopkopfes gewährleistet. Die Auflichtbeleuchtung wird so am Mikroskop befestigt und ausgerichtet, um den Arbeitsbereich bestmöglichst auszuleuchten.

Nach Überprüfung der Spannungsangaben auf dem Typenschild des Gerätes und deren Übereinstimmung mit dem vorhandenen Netzanschluss wird der Gerätestecker mit der Steckdose verbunden.

4.2 Handhabung

Der Federarm wird in die gewünschte Position eingestellt, um ein entspanntes Arbeiten zu gewährleisten. Nun kann man die Objektivvergrößerung 1x oder 2x wählen. Der Augenabstand ist individuell einstellbar.

Bei Bedarf kann die Auflichtbeleuchtung einschaltet und auf das Objekt ausgerichtet werden.

4.3 Wartung

FINO Stereo-Mikroskope sind wartungsfrei. Reparaturen am Gerät sollten Sie durch die DT&SHOP oder eine autorisierte Werkstatt vornehmen lassen. Für Schäden, die im Zusammenhang mit eigenmächtigen Reparaturen entstehen, haftet der Anwender. Für das Gerät gelten uneingeschränkt die Garantie- und Lieferbedingungen der DT&SHOP Firmengruppe.

5. LAGERUNG

Die **FINO** Stereo-Mikroskope sollten möglichst staubfrei aufgestellt sein und nach Gebrauch abgedeckt werden.

6. GEFÄHREHINWEISE

Keine

7. LIEFERFORMEN


FINO Stereo-Mikroskop, Stativ 1 Stück 86000
FINO Stereo-Mikroskop, Federgelenkarm 1 Stück 86001

8. GEWÄHRLEISTUNG

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen und Versuchen und stellen lediglich Richtwerte dar. Es obliegt der Sachkenntnis des Anwenders, die von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns deshalb Änderungen in Konstruktion und Zusammensetzung vor.

Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte.

9. ENTSORGUNG GEMÄß EG RICHTLINIE 2002/96/EG



Dieses Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden! Wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an Ihren Händler!

9.1 Registrierungsnummer

WEEE-Reg.-Nr. DE 75542610



GUARANTEED TOP QUALITY THROUGHOUT

English

User Information

FINO Stereo Microscopes 86000
Stand
Spring-loaded hinged arm 86001

By purchasing this product you have made an excellent choice.

FINO quality products from DT&SHOP convince through consistently high quality for economical prices.

1. FIELDS OF APPLICATION

FINO Stereo Microscopes are used for the surface examination in different fields of dental technology.

2. ADVANTAGES

- ◆ High quality standard
- ◆ Technical precision
- ◆ Adjustable eye distance
- ◆ Fatigue-free working

3. PHYSICAL DATA

FINO Stereo Microscope, spring-loaded hinged arm

Infinitely adjustable, stable hinged arm made of metal, 850 mm, with three lock screws in the spring-loaded hinges, broad field ocular pair WF 10x, rotational revolver 1x and 2x for magnification 10x/20x, top-down fluorescent ring tube 230 V/9 W/170 mA electronic intermediate unit with 2 m supply cable.

FINO Stereo Microscope, stand

Metal stand: stand length 180 mm, flat base 200 x 150 mm, broad field ocular pair WF 10x, rotational revolver 1x and 2x for magnification 10x/20x, top-down fluorescent ring tube 230 V/9 W/170 mA electronic intermediate unit with 2 m supply cable.

4. PROCESSING / INSTRUCTIONS

4.1 Commencement of operation

Please check the unit for transportation damages immediately after unpacking. All transportation damages have to be claimed promptly. The tabletop clamp respectively the tabletop base is attached to the table and the hinged arm is put into the socket. Fixation is done with the lateral screw.

The included spring washer is interposed before the microscope head is mounted. Thus fixation of the microscope head is ensured. The top-down illumination is attached to the microscope in a way that the working area is best possibly illuminated. After checking that the voltage on the type label of the unit corresponds with the available mains supply the plug of the unit is connected to the power socket.

4.2 Operation

The spring-loaded hinged arm is adjusted to the desired position to ensure relaxed working. Now the lens magnification 1x or 2x can be selected. The eye distance is individually adjustable. If required the top-down illumination can be switched on and can be adjusted to the object.

4.3 Maintenance

FINO Stereo Microscopes are maintenance-free. Repairs of the unit should only be done by DT&SHOP or an authorised workshop. The user has to stand good for damages caused by unauthorized/ arbitrary repairs. The unrestricted conditions of delivery and guarantee of DT&SHOP apply for this unit.

5. STORAGE

The FINO Stereo Microscopes should be installed in a potential dust-free area and should be covered after use.

6. SAFETY PRECAUTIONS

None


7. AVAILABILITY

FINO Stereo Microscope, spring-loaded hinged arm each 86000
 FINO Stereo Microscope, stand each 86001

8. GUARANTEE

Our technical recommendations of application are based on our own experiences and tests and should only be regarded as guidelines. It rests with the skills and experience of the user to verify that the products supplied by us are suitable for the intended procedures. Our products are undergoing a continuous further development. We reserve the right of changes in construction and composition. It is understood that we guarantee the impeccable quality of our products.

9. DISPOSAL IN ACCORDANCE WITH EC GUIDELINE 2002/96/EG



This equipment may not be disposed in domestic waste! Please contact the manufacturer or your dealer!

9.1 Registration number





QUALITE CONSTANTE GARANTIE

Français

Mode d'emploi

FINO microscope stereo 86000
Sur pied 86000
Bras articulé 86001

Nous vous félicitons d'avoir choisi cet article. Vous serez convaincu par le rapport qualité / prix des articles **FINO** de la Société DT&SHOP.

1. DOMAINE D'APPLICATION

Les microscopes stéréo **FINO** peuvent être utilisés pour le contrôle des surfaces dans les différents domaines de la technique dentaire.

2. AVANTAGES

- ◆ Normes de qualité élevées
- ◆ Précision technique
- ◆ Distance interpupillaire réglable
- ◆ Observation confortable

3. DONNEES PHYSIQUES

INO microscope stéréo, bras articulé

Bras articulé en métal stable d'une longueur de 850 mm, avec 3 molettes de fixation dans les joints à ressorts, réglable, paire d'oculaire WF large champ visuel 10 x, révoluer reversible 1 x et 2 x pour grossissement de 10 x et 20 x, lampe d'éclairage ronde 230V/9 W/170mA, régulateur électronique de puissance avec 2 m de câble.

FINO microscope stéréo, sur pied

Pied en métal, potence de 180 mm, socle plat 200 x 150 mm, paire d'oculaire WF large champ visuel 10 x, révoluer reversible 1 x et 2 x pour grossissement de 10 x et 20 x, lampe d'éclairage ronde 230V/9W/170mA, régulateur électronique de puissance avec 2 m de câble.

4. MISE EN OEUVRE

4.1 Mise en marche

Après avoir déballé l'appareil, contrôler immédiatement d'éventuels dégâts dus au transport. Réclamer immédiatement le cas échéant.

Fixer l'étau de table ou le socle sur la table et insérer le bras articulé dans le support prévu à cet effet. Serrage par la molette de fixation sur le côté.

Placer ensuite le ressort plat joint avant de monter la tête du microscope, le serrage de la tête du microscope est ainsi assuré. L'éclairage incident est fixé de cette façon au microscope pour diriger le mieux possible l'éclairage du domaine souhaité.

Après avoir vérifié la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et sa correspondance avec la tension du réseau, brancher l'appareil.

4.2 Manipulation

Placer le bras articulé dans la position souhaitée pour assurer un travail détendu. Choisir entre le grossissement 1 x ou 2 x. La distance de travail pour les yeux peut être réglée individuellement. Si besoin, allumer la lumière incidente et la diriger sur l'objet.

4.3 Maintenance

Les **FINO** microscopes stéréo n'ont pas besoin de maintenance. Faire réparer uniquement par DT&SHOP ou un atelier certifié. L'utilisateur est responsable des dommages causés par toutes autres réparations. Les conditions de garantie et de livraison de la société DT&SHOP sont valables sans restriction pour cet appareil.

5. STOCKAGE

Les microscopes **FINO**-Stereo doivent être installés si possible dans un environnement sans poussière et couverts après utilisation.

6. CONSIGNES DE SECURITE

Aucune

7. CONDITIONNEMENT

FINO microscope stéréo ,sur pied 1 pièce 86000
FINO microscope stéréo, bras articulé 1 pièce 86001

8. PRESTATION DE GARANTIE

Nos recommandations d'application technique reposent sur nos propres expériences et nos essais, elles sont uniquement à titre indicatif. Il incombe à l'utilisateur compétent d'examiner les produits que nous livrons en vue de leur aptitude aux procédés et buts poursuivis. Nos produits sont continuellement perfectionnés. C'est pourquoi nous nous réservons le droit d'en modifier la construction et la composition. Nous vous garantissons, naturellement, la qualité irréprochable de nos produits.

9. ELIMINATION DES DÉCHETS

SELON LA DIRECTIVE
2002/96/EG



Cet appareil ne peut être éliminé dans les déchets ménagers! Veuillez vous adresser au producteur ou à votre fournisseur!

9.1 N d'enregistrement



**DURADERA CALIDAD
SUPREMA GARANTIZADA**

Español

Información sobre el uso

FINO Microscopios en estéreo 86000
Trípode 86000
Brazo de articulación elástica 86001

Con la compra de este producto Usted ha elegido un producto de primerísima calidad. Los productos de la marca

FINO grupo de empresas de

DT&SHOP convencer por su alta calidad a buen precio.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los microscopios en estéreo FINO se utilizan para examinar superficies en las diferentes áreas de la técnica dental.

2. VENTAJAS

- ◆ Alto estándar de calidad
- ◆ Precisión técnica
- ◆ Distancia interocular ajustable
- ◆ Trabajo cómodo

3. DATOS TÉCNICOS

FINO Microscopio en estéreo, brazo de articulación elástica

Brazo articulado de metal, ajustable, estable, 850 mm, con tres tornillos de fijación en las articulaciones elásticas, par ocular de campo ancho WF 10x, cabezal de objetivo giratorio 1x y 2x para aumento 10x/20x, luz incidente circular 230 V/9 W/170 mA, instrumento de preencendido con cable de 2 m.

FINO Microscopio en estéreo, trípode

trípode

Trípode de metal: Longitud de columna 180 mm, zócalo plano 200 x 150 mm, par ocular de campo ancho WF 10x, cabezal de objetivo giratorio 1x y 2x para aumento 10x/20x, luz incidente circular 230 V / 9 W /170 mA, instrumento de preencendido con cable de 2 m.

4. ELABORACIÓN/ INSTRUCCIONES

4.1 Puesta en marcha

Inmediatamente después de desembalar el aparato controle que no haya sufrido daños durante el transporte.

De haberse producido daños durante el transporte, deben reclamarse los mismos sin dilación.

Se fija la pinza o pie de mesa a la mesa y se introduce el brazo de articulación elástica en el alojamiento. Para fijarlo se utiliza el tornillo lateral. La arandela elástica que se incluye se introduce antes de colocar el cabezal del microscopio. Así se garantiza que el cabezal del microscopio esté fijo. La iluminación de incidencia se fija y se coloca así al microscopio, para iluminar el área de trabajo de la mejor manera posible.

Tras comprobar que las indicaciones de tensión de la placa de características del aparato coincidan con las de la conexión de red existente y después enchufar el aparato.

4.2 Manejo

El brazo elástico se ajusta en la posición deseada para garantizar un trabajo cómodo. Ahora se puede seleccionar el aumento del objetivo 1x o 2x. Se puede ajustar la distancia interocular de forma individual.

Si es necesario se puede encender la iluminación de incidencia y orientarla al objeto.

4.3 Mantenimiento

Los microscopios en estéreo FINO no precisan mantenimiento. El aparato debe ser reparado por DT&SHOP o un taller autorizado. El usuario se responsabiliza de las reparaciones que haya realizado él mismo. Las condiciones de garantía y entrega del grupo de empresas DT&SHOP son vigentes para el aparato sin limitaciones.

5. LUGAR DE ALMACENAMIENTO

Los microscopios en estéreo FINO se deben guardar tan limpios de polvo como sea posible y tapar tras el uso.

6. INDICACIONES DE PELIGROSIDAD

Ninguno

7. FORMAS DE ENTREGA

FINO Microscopio en estéreo, trípode
1 unidad 86000


FINO Microscopio en estéreo, brazo de articulación elástica
1 unidad 86001

8. GARANTIA

Nuestros consejos de uso técnico se basan en nuestra larga experiencia y experimentos. Representan únicamente valores que sirven para orientar al usuario. El usuario, acorde con su conocimiento específico de la materia, debe comprobar si los productos que le hemos suministrado son apropiados para el procedimiento y los fines intencionados.

Nuestros productos están sometidos a un proceso continuo de investigación y desarrollo por lo cual nos reservamos el derecho de hacer cambios en su construcción. Por supuesto que garantizamos una impecable calidad de nuestros productos.

9. ELIMINACIÓN SEGÚN LA DIRECTIVA 2002/96/EG



¡Este aparato no debe ser eliminado junto con la basura doméstica! ¡Por favor, diríjase al fabricante o distribuidor!

9.1 Número de registro





**GARANZIA DI QUALITÀ
SUPERIORE COSTANTE**

Italiano

Istruzioni d'uso

FINO Stereomicroscopi
Stativo 86000
Braccio snodato 86001

Acquistando questo prodotto avete fatto un'ottima scelta.

I prodotti di marca **FINO** della DT&SHOP si differenziano per la costante qualità superiore a prezzi convenienti.

1. CAMPI D'USO

Gli stereomicroscopi FINO vengono usati per il controllo della superficie nei più svariati settori odontotecnici.

2. VANTAGGI

- ◆ alto livello qualitativo
- ◆ precisione tecnica
- ◆ distanza interoculare regolabile
- ◆ lavoro senza fatica

3. DATI FISICI

FINO Stereomicroscopio, braccio snodato

Braccio stabile in metallo, individualmente regolabile, 850 mm, con tre viti di bloccaggio agli snodi, oculari WF 10x, revolver 1x e 2x per ingrandimento 10x/20x, tubo fluorescente anulare per illuminazione dall'alto 230 V/9 W/170 mA, alimentatore con 2 m di cavo.

FINO STEREOMICROSCOPIO,

stativo

Stativo in metallo: lunghezza colonna 180 mm, zoccolo piatto 200 x 150 mm, oculari WF 10x, revolver 1x e 2x per ingrandimento 10x/20x, tubo fluorescente anulare per illuminazione dall'alto 230 V/9 W/170 mA, alimentatore con 2 m di cavo.

4. RAPPORTO DI MISCELAZIONE

4.1 Messa in funzione

Dopo aver tolto l'apparecchiatura dall'imballo controllare se ci sono stati eventuali danneggiamenti durante il trasporto. Nel caso che si riscontrassero danni si dovrà informare tempestivamente il fornitore.

Fissare il morsetto da tavolo nonché il piedistallo da tavolo al banco ed inserire il braccio snodato nell'apposita apertura. Prima dell'applicazione della testa del microscopio inserire la rondella a molla fornita che assicura il perfetto bloccaggio della testa del microscopio. Fissare ed orientare l'illuminazione dall'alto in modo da ottenere la migliore illuminazione possibile.

Controllare i voltaggi: il voltaggio dell'apparecchio deve corrispondere alla tensione della rete. Inserire la spina nella presa.

4.2 Utilizzo

Orientare il braccio snodato nella posizione richiesta per assicurare un lavoro senza fatica. E' possibile scegliere tra l'ingrandimento 1x e 2x. La distanza interoculare è regolabile individualmente. In caso di necessità è possibile accendere ed orientare l'illuminazione dall'alto.

4.3 Manutenzione

Gli stereomicroscopi FINO non necessitano di alcuna manutenzione. Per riparazioni si consiglia di rivolgersi alla DT&SHOP o ad una officina autorizzata.

Per danni causati da riparazioni di propria iniziativa è responsabile l'utente. Per questo apparecchio sono vigenti i termini di garanzia e di consegna del gruppo DT&SHOP.

5. LAVORAZIONE

Collocare gli stereomicroscopi FINO in un luogo possibilmente privo di polvere. Dopo l'uso coprirli con la cuffia fornita.

6. CONSERVAZIONE

Nessuna

7. INDICAZIONI DI PERICOLOSITÀ

FINO Stereomicroscopi, Stativo
1 pezzo 86000
FINO Stereomicroscopi, Braccio
snodato 1 pezzo 86001

8. GARANZIA

I nostri consigli per l'utilizzo si basano sulle nostre esperienze e ricerche e hanno solamente valore indicativo. È responsabilità dell'utente verificare se i prodotti da noi forniti sono adatti alle tecniche e ai lavori previsti.

I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi. Possono quindi cambiare la costruzione o la composizione. Naturalmente possiamo sempre garantire la perfetta qualità dei nostri prodotti.

9. SMALTIMENTO CONFORME ALLA DIRETTIVA 2002/96/CE



Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici!
Si prega di contattare il produttore o il fornitore!

9.1 Numero di registrazione

Germania

30926170



**GWARANTOWANA STAŁA
WYSOKA JAKOŚĆ**

Polski

Instrukcja stosowania

FINO mikroskop stereoskopowy
statyw 86000
sprężynowe ramię przegubowe
86001

Kupując ten produkt dokonaliście
Państwo doskonały wybór.

Produkty ze znakiem **FINO** grupy firm
DT&SHOP przekonują wysoką
niezmienną jakością przy
umiarkowanej cenie.

1. ZAKRES STOSOWANIA

Mikroskopy stereoskopowe **FINO**
używamy do kontroli powierzchni
wykonywanych prac protetycznych.

2. ZALETY

- ◆ Wysoki standard jakości
- ◆ Techniczna precyzja
- ◆ Nastawianie rozstawu źrenic
- ◆ Niemęczące użytkowanie

3. DANE TECHNICZNE

FINO mikroskop stereoskopowy, sprężynowe ramię przegubowe

Dowolność przestawiania, stabilne
ramię metalowe - 850 mm, trzy śruby
stabilizujące w przegubach
sprężynowych, okular szerokokątny
WF 10x, zmienny rewolwer 1x i 2x dla
powiększenia 10x/20x, oświetlenie w
kształcie okrągłej lampy jarzeniowej
230 V/9 W/170 mA, elektroniczne
urządzenie stabilizacyjne, kabel
sieciowy – 2m.

FINO mikroskop stereoskopowy, statyw

Statyw metalowy: długość kolumny
statywu 180 mm, płaski cokół 200 x
150 mm, okular szerokokątny WF 10x,
zmienny rewolwer 1x i 2x dla
powiększenia 10x/20x, oświetlenie w
kształcie okrągłej lampy jarzeniowej
230 V/9 W/170 mA, elektroniczne
urządzenie stabilizacyjne, kabel
sieciowy – 2m.

4. WPROWADZENIE

4.1 URUCHOMIENIE MIKROSKOPU

Po rozpakowaniu mikroskopu należy
skontrolować, czy urządzenie nie
uległo uszkodzeniu w czasie
transportu. Jeżeli urządzenie uległo
uszkodzeniu to natychmiast
reklamujemy zaistniałe szkody.

Zacisk montowany do stołu lub statyw
stołowy mocujemy na stole, a
następnie umieszczamy w
odpowiednim otworze sprężynowe
ramię przegubowe. Ustawienie
przebiega poprzez dokręcenie
bocznych śrub stabilizujących.
Podkładka sprężysta zostaje nałożona
przed zamocowaniem tubusu
mikroskopu. W ten sposób tubus
mikroskopu zostaje odpowiednio
zamocowany. Lampę jarzeniową
mocujemy w ten sposób, aby jak
najlepiej oświetlić pole pracy.

Po skontrolowaniu danych
dotyczących napięcia, które znajdują
się na tabliczce znamionowej
urządzenia i porównaniu z napięciem
panującym w sieci, wkładamy wtyczkę
do gniazdka.

4.2 UŻYTKOWANIE

Sprężynowe ramię przegubowe
ustawiamy w takiej pozycji, aby jak
najwygodniej użytkownik mikroskop.

Wybieramy 1x lub 2x krotne
powiększenie. Nastawianie rozstawu
źrenic przebiega indywidualnie.
W razie potrzeby możemy włączyć
oświetlenie i skierować je na
obserwowany obiekt.

4.3 Konserwacja mikroskopu wraz z
osprzętem

Mikroskop stereoskopowy **FINO** nie
podlega konserwacji. Naprawy
mikroskopu przeprowadzamy za
pośrednictwem serwisu **DT&SHOP** lub
autoryzowanego warsztatu. Za szkody
wynikłe z powodu napraw, które
przeprowadziły osoby trzecie lub
użytkownik firma **DT&SHOP** nie
odpowiada, konsekwencje ponosi tylko
i wyłącznie nabywca urządzenia.
Urządzenie to obejmuje gwarancję i
warunki dostawy firmy **DT&SHOP**.

5. MAGAZYNOWANIE

Mikroskopy stereoskopowe **FINO**
należy montować chroniąc je przed
kurzem. Po ukończeniu pracy
mikroskop należy nakryć powłoką
ochronną.

6. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Żadnych

7. FORMY DOSTAWY

FINO mikroskop stereoskopowy,
statyw

1 sztuka 86000


FINO mikroskop stereoskopowy,
sprężynowe ramię przegubowe

1 sztuka 86001

8. GWARANCJA

Nasze zalecenia odnośnie
zastosowania opierają się na naszych
własnych doświadczeniach i
badaniach. Użytkownik zobowiązany
jest sprawdzić dostarczone przez nas
produkty pod kątem przewidzianej
metody i zastosowania. Produkty
nasze są stale udoskonalane, dlatego
zastępujemy sobie prawo do zmian w
konstrukcji i składzie. Jest oczywiste,
że gwarantujemy doskonałą jakość
naszym produktom.

9. UTYLIZACJA WEDŁUG PRAWA UNI EUROPEJSKIEJ 2002/96/EG



Urządzenia nie wolno
wyrzucać wraz z
odpadami domowymi.
Proszę skontaktować się
z producentem lub
sprzedawcą!

9.1 Numer rejestracyjny



ZARUČENÉ STALÁ ŠPIČKOVÁ
KVALITA

Česky

Návod na použití

FINO Stereomikroskop
stativ 86000
pružné kloubové rameno 86001

Koupí tohoto produktu jste se rozhodli pro prvotřídní kvalitu.
Produkty značky **FINO** skupiny firem DT&SHOP přesvědčí vysokou a stálou kvalitou za dobrou cenu.

1. OBLAST POUŽITÍ

FINO stereo mikroskop se používá ke zkoumání povrchů v nejrůznějších oblastech zubní techniky.

2. PŘEDNOSTI

- ♦ vysoká kvalita
- ♦ technická přesnost nastavitelná vzdálenost očí
- ♦ nastavitelná vzdálenost očí

3. TECHNICKÉ PARAMETRY

FINO stereomikroskop, pružné kloubové rameno

Libovolně nastavitelné pevné kovové kloubové rameno, 850 mm, se třemi stavacími šrouby v pružinových kloubech; párový zvětšovací okulár Weitfeld WF- 10x; revolver 1x a 2x pro zvětšení 10x/20x; osvětlovací kruhové zářivky 230 V/9 W/170 mA elektronický předřadný přístroj s přírodním vedením 2 m.

FINO stereomikroskop, stativ

Kovový stativ: délka tubusu 180 mm, plochy podstavce 200 x 150 mm, párový zvětšovací okulár Weitfeld WF 10x, revolver 1x a 2x pro zvětšení 10x/20x; osvětlovací kruhové zářivky 230 V/9 W/170 mA elektronický předřadný přístroj s přírodním vedením 2 m.

4. NÁVOD

4.1 Uvedení do provozu

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda-li přístroj neutrpěl přepravní škody. Pokud takové objevíte, ihned je reklamujte.

Stolní svorka, resp. podnož stolu se upevní na stůl a pružné rameno se vsadí do uchycovacího zařízení.

Přišroubujte bočním šroubem. Přiloženou pérovou podložku vložte před nasazením hlavy mikroskopu. Tímto je zaručeno pevné uchycení hlavy mikroskopu.

Osvětlovací kruhová zářivka se upevní na mikroskopu tak, aby byl pracovní prostor co nejlépe osvětlen. Před zapojením zkontrolujte, zda-li údaje na výrobním štítku souhlasí s údaji na elektrické zásuvce. Pak přístroj propojte s elektrickou zásuvkou.

4.2 Manipulace

Pružné rameno se nastaví do žádané polohy tak, aby byla zaručena snadná práce. Nyní lze navolit zvětšení objektivu 1x nebo

2x. Vzdálenost očí lze individuálně nastavit. Při potřebě lze zapnout osvětlení, které se nasměruje na objekt.

4.3 Údržba

Stereomikroskop FINO je bezúdržbový. Opravy na přístroji by měla provést společnost DT&SHOP nebo jiná autorizovaná dílna.

Za škody způsobené neodborným zásahem ručí uživatel. Na přístroj platí záruční a dodavatelské podmínky společnosti DT&SHOP.

5. USKLADNĚNÍ

Uchovávejte stereomikroskop FINO na bezpečném místě. Po použití přístroje ho přikryjte.

6. UPOZORNĚNÍ

Žádné

7. DODÁVANÁ BALENÍ

FINO stereomikroskop, stativ 1 kus 86000
FINO stereomikroskop, pružné kloubové rameno 1 kus 86001

8. ZÁRUKA

Naše doporučení ke zpracování spočívají na našich vlastních zkušenostech a pokusech a slouží k orientaci. Uživatel musí sám na základě svých odborných znalostí určit způsob použití. Naše výrobky podléhají kontinuálnímu vývoji. Vyhrazujeme si proto změny v konstrukci a složení. Kvalita tím zůstává nedotčena.

9. LIKVIDACE ODPADU DLE SMERNICE 2002/96/EG



Tento přístroj nevyhazujte do domácího odpadu! Obratíte se na výrobce nebo na Vašeho prodejce!

9.1 Registrační čísla

Německo

30926170